

頭部ジュラコン(R)

**ワンタッチ式**  
レバーの上げ下げだけの簡単ロック  
ロック解除時

ロック時

スライドフック  
落下止用ゴム付

下部ゴム付

M.B.A  
日本バドミントン協会検定品

床下ご指定

**B-5785** バドミントン支柱TJ40(検)  
¥40,920(税別¥37,200) [39]

B-5785A床下15cm・B-5785B床下20cm・B-5785C床下25cm  
●2本1組●高さ155cm●1.2kg/組●支柱40mmスチールパイプ(肉厚3.5mm)●下部ゴム付●ワンタッチスライドフック付●日本バドミントン協会検定品

頭部ジュラコン(R)

**ワンタッチ式**  
レバーの上げ下げだけの簡単ロック  
ロック解除時

ロック時

スライドフック  
落下止用ゴム付

下部ゴム付

M.B.A  
日本バドミントン協会検定品

床下ご指定

**B-3914** バドミントン支柱TJ40(検)  
¥40,920(税別¥37,200) [39]

B-3914A床下15cm・B-3914B床下20cm・B-3914C床下25cm  
●2本1組●高さ155cm●1.2kg/組●支柱40mmスチールパイプ(肉厚3.5mm)●下部ゴム付●ワンタッチスライドフック付●日本バドミントン協会検定品

頭部ジュラコン(R)

**床下サイズ調節式**  
床下サイズが15~27cmの範囲で調節可能です。

床下調整方法

固定金具  
締める 戻す

固定金具をゆるめ、任意の高さに調節後、固定金具を支柱側に戻すことでしっかりと固定できます。

スライドフック  
落下止用ゴム付

大半の体育館で使用可能な上、高さの微調整も行えます。(床面基準ライン入)

下部ゴム付

M.B.A  
日本バドミントン協会検定品

**B-2373** バドミントン支柱(床下調節式)  
¥49,720(税別¥45,200) [39]

●2本1組●高さ155cm●1.25kg/組●支柱40mmスチールパイプ(肉厚3.5mm)●床下サイズ15~27cm無段階調節●下部ゴム付●ワンタッチスライドフック付●日本バドミントン協会検定品

バドミントン支柱

球技

頭部ジュラコン(R)

**クリート式**  
① ネットロープを引っ張る  
② クリートの溝へ差し込む

あまったロープは支柱にしっかりと巻きつけて固定してください。

下部ゴム付

M.B.A  
日本バドミントン協会検定品

床下ご指定

**B-6357** バドミントン支柱CC40(検)  
¥36,520(税別¥33,200) [39]

B-6357A床下15cm・B-6357B床下20cm・B-6357C床下25cm  
●2本1組●高さ155cm●1.1.5kg/組●支柱40mmスチールパイプ(肉厚3.5mm)●下部ゴム付●日本バドミントン協会検定品

頭部ジュラコン(R)

**ベルト式**

従来のネット張りのわずらわしさと危険を解消したベルト式。簡単に、しっかりと固定します。

下部ゴム付

M.B.A  
日本バドミントン協会検定品

床下ご指定

**B-6301** バドミントン支柱ベルト式(検)  
¥38,830(税別¥35,300) [39]

B-6301A床下15cm・B-6301B床下20cm・B-6301C床下25cm  
●2本1組●高さ155cm●1.2kg/組●支柱40mmスチールパイプ(肉厚3.5mm)●下部ゴム付●日本バドミントン協会検定品

頭部ジュラコン(R)

65cm

下部ゴム付

M.B.A  
日本バドミントン協会検定品

床下ご指定

**B-2732** バドミントン支柱RH40  
¥33,660(税別¥30,600) [39]

B-2732A床下15cm・B-2732B床下20cm・B-2732C床下25cm  
●2本1組●高さ155cm●9kg/組●支柱40mmスチールパイプ(肉厚2.3mm)●普及タイプ●下部ゴム付●樹脂製スライドフック付

34mm 支柱

頭部ジュラコン(R)

ツバ付

M.B.A  
日本バドミントン協会検定品

**B-3387** バドミントン支柱TJ34  
¥54,890(税別¥49,900) [39]

●2本1組●高さ155cm●ツバ付23cm●7kg/組●支柱34mmスチールパイプ(肉厚2.3mm)●ネジ式スライドフック付

バドミントン支柱・パド・インディアカ支柱は、床金具の「内径」と「深さ」を確認してご発注ください。強度不均衡による事故を防止する為、支柱の1/2組販売は対応しておりません。